


1 Was uw handen met warm water en zeep.
Droog ze af met een schone doek.



2 Draai de dop van de prikpen.



3 Plaats een nieuw lancet op de pen.
Klik



4 Verwijder de beschermcap.




5 Herplaats de pendop.




6 Stel de prikdiepte in.




7 Breng een teststrip aan in de meter.



8 Controleer de code.
Als de glucosemeter voor het eerst wordt gebruikt, moet deze nog worden ingesteld.
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingen van de meter.




9 Span de prikpen.




10 Duw de pen stevig tegen de zijkant van een vingertop en druk op de ontspanknop
Klik

11



Masseer zacht naar de bloeddruppel tot deze zo'n 2 mm groot is

12



Laat het bloed in de teststrip vloeien.

13



Lees de waarde af en noteer deze.

14



Verwijder de teststrip en werp deze in de verzamelpot voor lancetten en naalden.

15



Werp het lancet uit in de verzamelpot door de spanknop naar voren te duwen.



Apotheek.nl

Betrouwbare informatie van de apotheker

Disclaimer | Deze informatie komt van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

© KNMP 2022



Direct naar Apotheek.nl?
Scan de code!